

MONITORY NA ŠTĚNICE ZERO IN 5 KUSŮ

Pro sledování aktivity štěnic v prostorách ložnice jsou monitory na štěnice Zero In diskrétní a cenově výhodnou metodou. Pasti jsou navrženy v jedinečném skládacím uzavíratelném designu, který vytváří efekt přístřešku, obsahují lepidlo s dlouhodobou životností.

Monitory jsou dostatečně citlivé na to, aby identifikovali problém i při nízkém zamoření, jsou tedy vhodné jako indikátor pro včasnou kontrolu výskytu štěnic. Monitor Zero In lze také použít pro kontrolu výskytu štěnic po provedeném zásahu, ke kontrole opakovaného napadení.

Před použitím si přečtete celou etiketu produktu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Monitor rozevřete a z kartonu sejměte kryt z lepicích ploch. Sklopte vložky zpět dovnitř a zavřete monitor, dávejte pozor, abyste nezatlačili příliš a nepřilepili lepicí plochy k sobě. Překryjte jazýčky tak, aby se past uzavřela a umístěte ji tam, kde jste zaznamenali aktivitu štěnic (co nejblíže k posteli). Štěnice se dostanou do monitoru otevřenými konci a přilepí se na lepicí plochu.

OBSAH:

5 kusů monitorů

DOVOZCE:

Samura s.r.o.,

Ke Klíčovu 263/8, 190 00 Praha 9

